

Two orange gender symbols, a female symbol (♀) and a male symbol (♂), are positioned to the left of the title. The female symbol is slightly behind and to the left of the male symbol, and they appear to be overlapping or intertwined.

Biotechnologies de la reproduction avicole





EXAMEN DE LA SEMENCE

4-5

- Examen par photométrie 4
- Microscope binoculaire objectifs 10x - 20x - 40x 5
- Examen automatique 5

DINDE

6-7

- Récolte de la semence 6
- Milieux de conservation 6
- Insémination 7
- Consommables 7
- Chaise d'insémination avicole 7

PINTADE

8

- Récolte de la semence 8
- Milieux de conservation 8
- Insémination 8

CANARD

9

- Récolte de la semence 9
- Milieux de conservation 9
- Insémination 9

POULE

10-11

- Récolte de la semence 10
- Milieux de conservation 10
- Insémination 10
- Poule pedigree 11
- Récolte avec filtration 11

Mondialement reconnu comme le leader dans les technologies et la biologie de la reproduction assistée, IMV Technologies accompagne le monde avicole depuis plus de 30 ans. De la collecte à l'insémination en passant par le conditionnement et le stockage, IMV Technologies propose des solutions pour pratiquement toutes les espèces et plus particulièrement dans votre domaine pour les dindes, canards, poules, pintades, faisans, faucons, outardes ...

Notre philosophie est simple, identifier les besoins de nos clients et les transformer en produits. Le travail de recherche et développement mené par nos équipes et de multiples partenariats avec experts et universités garantissent à nos clients un accès permanent aux technologies de pointe.

Implanté au cœur de la Normandie, IMV technologies est aussi présent de longue date dans plus de 100 pays grâce à ses filiales et un réseau mondial de distributeurs et agents. Là encore, à travers les relations que nous établissons avec nos clients, ceux-ci bénéficient d'une expertise internationale, toujours actualisée, et d'une profonde connaissance des marchés et de leurs spécificités.

Vous trouverez dans ce catalogue une large gamme d'équipements, de milieux et de consommables spécifiquement destinés et sélectionnés pour l'insémination artificielle avicole. Nous espérons qu'elle vous donnera entière satisfaction

Notre objectif est de vous servir toujours mieux et de progresser avec vous. Aussi, n'hésitez pas à contacter nos équipes ou nos représentants pour commander nos produits, poser vos questions ou nous transmettre vos suggestions.





EXAMEN DE LA SEMENCE

Examen automatique

■ Photomètre Accucell avicole (1) 014439

Un outil développé tout spécialement pour une mesure précise de la concentration dans tous types d'éjaculats.

- Lecture directe de la concentration et du calcul des doses : absorbance, indique le volume de dilueur à ajouter. Le nombre de doses est alors calculé et affiché.
- Concentration : affichage simultané de la concentration et de l'absorbance selon un délai établi par l'utilisateur.
- Absorbance : affichage en temps réel.



■ Photomètre Accuread coq et dindon 019953

Portable et de faible encombrement, ce photomètre peut fonctionner sur secteur et batterie. Lecture directe de la concentration grâce à une LED combinée à une fibre optique (absence de filtre, plus précis). L'Accuread propose également les résultats en absorbance et en concentration. Il comporte en outre une prise RS 232.



■ Photomètre Accuread canard (2) 019952

- Pipette 0,5 à 5 ml MP5000 005529
- Cône pour pipette MP5000 (par 2x100) 005206
- Filtres pour MP5000 (par 100) 020100
- Micropipette 20 à 200 µl MP200 005531
- Cône pour micropipette MP200 et MP20 (par 1 000) 005208
- Micropipette 5 à 50 µl MP50 avec 1 000 cônes 005928
- Cône pour micropipette MP50 (par 1 000) 020101
- Présentoir pour 7 micropipettes (3) 005555



Consommables

- Cuvette pour photomètres (par 5x120) (4) 005155
- Flacon 50 ml de solution NaCl 9/1000 (par 10) 015988
- Flacon 250 ml de solution NaCl 9/1000 (par 10) 002259



Microscope binoculaire objectifs 10x - 20x - 40x

■ Microscope binoculaire
platine chauffante, histologie (1)

016745

■ Microscope binoculaire
platine chauffante, sans histologie

016744

■ Lame porte objet 76x26 (par 10x50)

005795

■ Lamelle couvre objet 18x18 (par 1 000) (2)

006557

■ Tube fin prélèvement (par 10x100)

007283



Examen automatique


■ Analyseur de semence CEROS (3)

avec microscope + moniteur + minitherm + logiciel motilité

Si vous avez besoin de toute l'objectivité et de la précision d'une analyse automatisée, vous choisirez le CEROS

- Le microscope externe vous permet de placer l'unité centrale sous votre plan de travail pour un évident gain de place
- Illumination microscopique standard
- La platine chauffante maintient une température constante de 37°C
- Le chariot croisé permet d'augmenter le nombre de champs disponibles (analyse de motilité et de morphologie)

TBA 2





DINDE

Récolte de la semence

- Récolteur jetable 5 ml semence aviaire (par 2x25) **006442**
- Récolteur jetable 10 ml semence aviaire (par 2x25) **(1) 006443**
- Tube avicole pour récolteur jetable 5 et 10 ml (par 100) **(2) 006450**
- Tuyau flexible avicole + 4 embouts (par 5) **(1) TBA 4**
- Mélangeur de semence IMV (par 200) **(3) 005338**



Milieux de conservation

- Milieu dinde 2,5 ml (par 100 ampoules) **(4) 002262**
- Milieu avicole 4 ml (par 50 ampoules) **(5) 020070**
- Milieu avicole 5 ml (par 50 ampoules) **(6) 020071**
- Milieu avec Ciprofloxacine 4 ml (par 50 ampoules) **002265**
- Milieu avec Ciprofloxacine 25 ml (par 10 flacons) **015482**



Insémination

M.R.A. 50 µl semi-automatique droite à compteur (1) 007155

Gagnez du temps en travaillant qu'une vite qu'avec la méthode manuelle

Un système breveté de pompe garantit un dosage régulier

Sécurité sanitaire optimisée par un nettoyage facilité

- Pistolet pompe M.R.A. (2) 007161



Options

- Kit motorisation pour M.R.A. 019250
- Caisson protection avicole 007691
- Carter plastique transparent M.R.A. 007693

Consommables

- Paillette dinde 70 mm rodée 2 bouts (par 100x1 000) (3) 006929
- Paillette dinde 70 mm rodée 2 bouts (par 10x1 000) 008793
- Tube aspiration lg 260 mm 50 µl (par 50) 006445
- 12 aiguilles acier inoxydable M.R.A. (4) 007692



Poultry chair

- Chaise droite d'insémination avicole (5) 005184






PINTADE

Récolte de la semence

- Récolteur jetable 5 ml semence aviaire (par 2x25) **006442**
- Récolteur jetable 10 ml semence aviaire (par 2x25) (1) **006443**
- Tube avicole pour récolteur jetable 5 et 10 ml (par 100) (2) **006450**
- Tuyau flexible avicole + 4 embouts (par 5) (1) **TBA 4**
- Mélangeur de semence IMV (par 200) (3) **005338**



Milieux de conservation

- Milieu pintade 1 ml (par 100 ampoules) **002263**
- Milieu pintade avec Ciprofloxacine 1,5 ml (par 100 ampoules) (4) **002267**



Insémination

- Mitraillette système volumétrique paillette 0,5 ml (5) **007164**
- Paillette pintade 0,5 ml (par 10x100) (6) **006925**
- Gaine pintade avec manchon (par 10x100) (7) **006933**



Récolte de la semence

- Récolteur canard jetable (par 200) (1) 015447
- Récolteur canard (2) 005340
- Vase double paroi gradué 8 ml (3) 014721




Milieux de conservation

- Milieu avicole 5 ml (par 50 ampoules) (4) 020071
- Canadyl milieu canard 25 ml (par 10 flacons) (5) 002268



Insémination

- Mitraillette système volumétrique paillette 0,5 ml (6) 007163
- Paillette avicole 1,2 ml diam 4,1 x 132 mm (par 70x50) 005591
- Aspirateur semence paillette 1,2 ml 008584





POULE

Récolte de la semence

- Récolteur jetable 5 ml semence aviaire (par 2x25) 006442
- Récolteur jetable 10 ml semence aviaire (par 2x25) (1) 006443
- Cathéter Gallus (par 2x50) (1) 006363
- Tuyau flexible avicole + 4 embouts (par 5) (1) TBA 4
- IMV semen mixer (by 200) (2) 005338



Milieu de conservation

- Milieu avicole 4 ml (par 50 ampoules) (3) 020070



Insémination

- Mitraillette système volumétrique paillette 1,2 ml 007163
- Paillette avicole 1,2 ml ø 4,1 x L 132 mm (par 70 x 50) (4) 005591
- Aspirateur semence paillette 1,2 ml 008584



Poule Pedigree

- Pipette P200 pour poule pedigree (1) 005344
- Paillette poule pedigree L 70 mm 1 rodage (par 10x1 000) (2) 006299
- Distributeur paillette poule pedigree 009296


- Toboggan poule (3) 007173
- Pince patte gauche poule 007171
- Pince patte droite poule 007172
- Toboggan récolte coq (4) 007158



Récolte avec filtration

- Portoir bloc filtrant pour ampoule 5 et 10 ml (5) 015483
- Bloc filtrant avec capuchon 007698
- Flacon de 50 filtres MIII (6) 006994





LEADER MONDIAL EN BIOTECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION

IMV TECHNOLOGIES FRANCE

10 rue Clemenceau
B.P. 81 · 61302 L'Aigle cedex
France
Tel.: +33 (0) 2 33 34 64 64
Fax: +33 (0) 2 33 34 11 98
www.imv-technologies.com
E-mail: contact@imv-technologies.com

USA

11725 95th Avenue North
Maple Grove, MN 55369 · USA
Ph.: 763-488-1881 · Fax: 763-488-1888
Toll free: 1 800 DIAL IMV (1 800 342 5468)
(Canada and USA Only)
www.imv-technologies.com
E-mail: contact@imvusa.com

ITALIE

IMV Technologies Italia s.r.l.
Via Salotti n°1
29100 San Bonico, Piacenza · Italia
Tel.: (39) 523 36 00 10
Fax: (39) 523 38 07 23
www.imv-technologies.com
E-mail: info@imv-technologies.it

INDE

IMV India Pvt. Ltd.
Plot No 747, Phase V, Udyog Vihar,
Gurgaon 122016 (Haryana)
Ph.: +91 124 400 44 30/31/32
Fax: +91 124 400 21 72
www.indiadairy.com/imvindia/
Email: contact@imvindia.com

