Two orange gender symbols, a female symbol (♀) and a male symbol (♂), are positioned to the left of the main title.

Биотехнологии для репродукции ПТИЦ





АНАЛИЗ СЕМЕНИ **4-5**

- Исследование фотометром 4
- Бинокулярный микроскоп с объективами 10x – 20x – 40x 5
- Автоматический анализ 5

ИНДЮКИ **6-7**

- Сбор семени 6
- Среда хранения 6
- Осеменение 7
- Расходные материалы 7
- Станок для искусственного осеменения птиц 7

ЦЕСАРКИ **8**

- Сбор семени 8
- Среда хранения 8
- Осеменение 8

УТКИ **9**

- Сбор семени 9
- Среда хранения 9
- Осеменение 9

КУРЫ **10-11**

- Сбор семени 10
- Среда хранения 10
- Осеменение 10
- Куры pedigree 11
- Сбор с фильтрацией 11


Признанная во всём мире лидером, в области вспомогательных биотехнологий для искусственного осеменения, IMV Technologies уже 30 лет делает разработки для осеменения птиц. От сбора до осеменения, проходя через фасовку и хранение, наша компания предоставляет решения, практически для всех видов животных, а особенно для вашей отрасли для разведения индюшек, уток, цесарок, фазанов, соколов...

Наша философия – определить потребности наших клиентов и трансформировать их в продукцию. Наша научно-исследовательская группа, работающая в партнёрстве с многочисленными экспертами и университетами, гарантирует нашим клиентам постоянный доступ к передовым технологиям.

Расположенная в Нормандии, компания IMV Technologies также долгое время присутствует в больше, чем 100 странах, благодаря дочерним предприятиям и широкой сети дистрибьюторов и агентов. Через отношения, которые мы поддерживаем, наши клиенты, могут получать самые последние интернациональные экспертизы и подробную информацию о рынках и их специфических особенностях.

В этом каталоге вы найдёте большую гамму оборудования, разбавителей и расходных материалов, которая специально отобрана и предназначена для искусственного осеменения птиц. Мы надеемся, что она полностью вас удовлетворит.

Наша цель – это служить вам и прогрессировать вместе с вами. Для того, чтобы заказать нашу продукцию, задать нам вопросы или выразить ваши замечания, свяжитесь с нашей командой.





АНАЛИЗ СЕМЕНИ

Автоматический анализ

■ Фотометр Accucell (1)

014439

Специально разработанное приспособление для точного определения концентрации в эякулятах любого типа.

- Прямое считывание концентрации и определение количества доз: Показывает абсорбацию и объём разбавителя, который нужно добавить. Количество доз подсчитано и показано на экране.
- Концентрация: одновременно показывает концентрацию и абсорбацию в сроки указанные пользователем.
- Абсорбация: показана в реальном времени.



■ Фотометр Accuread для семени петухов и индюков

019953

Переносной и малогабаритный этот фотометр может работать как от электросети, так и на батарее.

Прямое считывание концентрации, благодаря комбинации LED и оптического волокна (отсутствие фильтра, более точный). Accuread также предлагает результаты концентрации и абсорбции. Он также оснащён соединением RS 232.



■ Фотометр Accuread для семени селезней уток (2)

019952

- Пипетка 0,5 – 5 мл MP5000 005529
- Наконечник для пипетки MP5000 (по 2x100) 005206
- Фильтры для MP5000 (по 100) 020100
- Микропипетка 20 – 200 µл MP200 005531
- Наконечник для микропипетки MP200 и MP20 (по 1000) 005208
- Микропипетка 5 – 50 µл MP50 с 1 000 наконечниками 005928
- Наконечники для микропипетки MP50 (по 1000) 020101
- Держатель для 7 микропипеток (3) 005555



Расходные материалы

- Кюветка для фотометров (по 5x120) (4) 005155
- 50 мл флакон раствора NaCl 9/1000 (по 10) 015988
- 250 мл флакон раствора NaCl 9/1000 (по 10) 002259




Биноккулярный микроскоп с объективами 10x – 20x – 40x

- Биноккулярный микроскоп столик с подогревом, гистология (1) 016745
- Биноккулярный микроскоп столик с подогревом, без гистологии 016744
- Предметное стекло 76x26 (по 10x50) 005795
- Покровное стекло 18x18 (по 1000) (2) 006557
- Тонкая пробирка для забора (по 10x100) 007283



Автоматический анализ

- Анализатор семени CEROS (3) TBA 2
 микроскоп + монитор + minitherm
 + программное обеспечение
 Если вам необходима объективность и точность автоматизированного анализа, вы выберите CEROS
 - Внешний столик микроскопа позволяет вам разместить основной блок под вашим рабочим местом для явной экономии места.
 - Стандартное освещение микроскопа
 - Столик с подогревом удерживает постоянную температуру 37C
 - Перекрестный держатель позволяет увеличить количество свободных полей (анализ подвижности и морфологии)





ИНДЮКИ

Сбор семени

- Одноразовый семяприёмник 5 мл для семени птиц (по 2x25) **006442**
- Одноразовый Семяприёмник 10 мл для семени птиц (по 2x25) **(1) 006443**
- Пробирка для одноразового Семяприёмника 5 и 10 мл (по 100) **(2) 006450**
- Гибкая трубка + 4 насадки (по 5) **(1) TBA 4**
- Мешалка IMV для семени (по 200) **(3) 005338**



Среда хранения

- Среда для семени индюков 2,5 мл (по 100 ампул) **(4) 002262**
- Среда для семени птиц 4 мл (по 50 ампул) **(5) 020070**
- Среда для семени птиц 5 мл (по 50 ампул) **(6) 020071**
- Среда с ципрофлоксацином 4 мл (по 50 ампул) **002265**
- Среда с ципрофлоксацином 25 мл (по 10 флаконов) **015482**



Осеменение

М.Р.А. 50 полуавтоматическая со счётчиком (1) 007155

Экономьте время, работая быстрее, чем вручную

Система с помпой гарантирует точную дозировку

Оптимизированная санитарная безопасность, благодаря лёгкой очистке

- Пистолет помпа М.Р.А. (2)



007161



Дополнительные принадлежности

- Моторчик для М.Р.А. 019250
- Защитная камера 007691
- Прозрачный пластмассовый корпус М.Р.А. 007693

Расходные материалы

- Притёртые пайеты для индюшек 70 мм
2 наконечника (по 100 x 1000) (3) 006929
- Притёртые пайеты для индюшек 70 мм
2 наконечника (по 10 x 1000) 008793
- Пробирка для аспирации l г 260 мм 50 µл 006445
- 12 железных неокисляющихся иголок М.Р.А. (4) 007692



Станок для птиц

- Станок для осеменения птиц (5) 005184






ЦЕСАРКИ

Сбор семени

- Одноразовый семяприёмник 5 мл для семени птиц (по 2x25)
- Одноразовый Семяприёмник 10 мл для семени птиц (по 2x25) (1)
- Пробирка для одноразового Семяприёмника 5 и 10 мл (по 100) (2)
- Гибкая трубка + 4 насадки (по 5) (1)
- Мешалка IMV для семени (по 200) (3)



006442

006443

006450

TBA 4

005338



Среда хранения

- Среда для семени цесарки 1 мл (по 100 ампул)
- Среда для семени цесарки с ципрофлоксацином 1,5 мл (по 100 ампул) (4)



002263

002267

Осеменение

- Пистолет с системой объёмного дозирования пайет 0,5 мл (5)
- Пайеты 0,5 мл (по 10x100) (6)
- Чехлы (по 10x100) (7)



007164

006925

006933



Сбор семени

- Одноразовый семяприёмник (по 200) (1) 015447
- Семяприёмник (2) 005340
- Бутылочка с двойными стенками и нанесёнными делениями 8 мл (3) 014721




Среда хранения

- Среда хранения 5 мл (по 50 ампул) (4) 020071
- Среда хранения Canadyl 25 мл (по 10 флаконов) (5) 002268



Осеменение

- Пистолет с системой объёмного дозирования пайет 0,5 мл (6) 007163
- Пайеты 1,2 мл диам. 4,1x132 мм (по 70x50) 005591
- Аспиратор семени пайет 1,2 мл 008584





КУРЫ

Сбор семени

- Одноразовый семяприёмник 5 мл для семени птиц (по 2x25) 006442
- Одноразовый Семяприёмник 10 мл для семени птиц (по 2x25) (1) 006443
- Катетер Gallus (по 2x50) (1) 006363
- Гибкая трубка + 4 насадки (по 5) (1) TBA 4
- Мешалка IMV для семени (по 200) 005338




Среда хранения

- Среда хранения 4 мл (по 50 ампул) (3) 020070



Осеменение

- Пистолет с системой объёмного дозирования пайет 1,2 мл 007163
- Пайеты 1,2 мл диам. 4,1x132 мм (по 70x50) (4) 005591
- Аспиратор семени пайет 1,2 мл 008584



Куры Pedigree

- Пипетки P200 для кур pedigree (1) 005344
- Пайеты для кур pedigree L 70 мм (по 10 x 1000) (2) 006299
- Раздатчик пайет для кур pedigree 009296

- Фиксирующее устройство для кур (3) 007173
- Зажим для левой лапы курицы 007171
- Зажим для правой лапы курицы 007172
- Фиксирующее устройство для сбора (4) 007158



Сбор с фильтрацией

- Подставка фильтрующего блока для ампул 5 и 10 мл (5) 015483
- Фильтрующий блок с колпачком 007698
- Флакон 50 фильтров MIII (6) 006994





МИРОВОЙ ЛИДЕР РЕПРОДУКТИВНЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ

ФРАНЦИЯ

10 rue Clemenceau
B.P. 81 · 61302 L'Aigle cedex
France
Tel.: +33 (0) 2 33 34 64 64
Fax: +33 (0) 2 33 34 11 98
www.imv-technologies.com
E-mail: contact@imv-technologies.com

США

11725 95th Avenue North
Maple Grove, MN 55369 · USA
Ph.: 763-488-1881 · Fax: 763-488-1888
Бесплатный номер : 1 800 DIAL IMV
(Только для Канады и США)
www.imv-technologies.com
E-mail: contact@imvusa.com

ИТАЛИЯ

IMV Technologies Italia s.r.l.
Via Salotti n°1
29100 San Bonico, Piacenza · Italia
Tel.: (39) 523 36 00 10
Fax: (39) 523 38 07 23
www.imv-technologies.com
E-mail: info@imv-technologies.it

ИНДИЯ


IMV India Pvt. Ltd.
Plot No 747, Phase V, Udyog Vihar,
Gurgaon 122016 (Haryana) · India
Ph.: +91 124 400 44 30/31/32
Fax: +91 124 400 21 72
www.indiadairy.com/imvindia/
Email: contact@imvindia.com

КИТАЙ

Room 2402, Beijing Anzhen Plaza,
n°2 Andingmenwai Street,
Dongcheng District, Beijing · China
Ph.: +86 10 64481509
Fax: +86 10 64282447
www.imv-technologies.com
Email: imvchina@vip.sina.com

УКРАИНА

Пр-т Красновёздный 119
Офис 115
г. Киев
09039, Украина
Тел.: +380 445 248 501
www.imv-technologies.com
Email: imv.ukraine@imv-technologies.com



www.imv-technologies.com